



מתקף כוחות המופעלים על רגליים בעת

קפיצה או הליכה

הערות למורה ולצוות הטכני

רשימת הציוד

- ממשק 850 או מתאם USB ל-PASPORT
- פלטפורמת כוח דו-צירית

הוראות להכנת המערכת

1. מחברים את פלטפורמת הכוח לכניסת PASPort הראשונה של ממשק 850 – הפלטפורמה תזוהה אוטומטית על ידי המערכת.
2. מאזנים את הפלטפורמה על ידי סיבוב הרגליות.
3. מעלים את תבנית עבודה [מתקף כוחות המופעלים על רגליים בעת קפיצה או הליכה](#).